

Kom igång med DialImport

Förutsättning:

Du använder Diasend och har redan ett eget konto i "Mitt Individkonto" eller "Mitt Hälsokonto" där du kan logga in med BankId.

Ladda ner och installera DialImport

1. På en Windowsmaskin: Ladda ner Windowsapplikationen "Diaimport" från https://4lld4-22f-443x.hopeapp.se/downloads/DialImport_current-Vinter.zip

Tips: logga in via webb-appen på en Windowsmaskin
<https://hope03.addimedical.com/patient/auth/>
så slipper du skriva in nedladdningslänken

2. Öppna ZIP-filen och lägg filen **Diaimport.exe** (inkl. versionsnummer) den på valfri plats, t.ex. på skrivbordet.

Starta DialImport första gången och konfigurera anslutning

3. Starta programmet genom att dubbelklicka på det. Eventuellt får en varning från Windows virusskydd. Välj då "*Mer information*" och "*Kör ändå*". (Varningen visas endast första gången)
4. Första gången du startar programmet hamnar du i konfigurationsläge
Kontrollera att:
 - a. **URL** = <https://hope03.addimedical.com/Service/>
 - b. **Id på Vinterplattform** = VINTER_INDIVIDKONTO (om det är i "Mitt Individkonto" som du har ditt kont)
 - c. Hämta en **parkopplingskod** (se nedan) och skriv in den.
Du hämtar en parkopplingskod genom att logga in i "Mitt Individkonto" (via telefonen) och öppna formuläret "*Egen parkopplingskod (Individ)*".
5. Tryck **Anslut**. Om anslutningen lyckades så visas det med grön text. Tryck **Stäng** så kommer du till huvudfönstret. Nästa gång du startar kommer du direkt hit. Fortsätt till punkten *Överför data* nedan.

Starta DialImport övriga gånger

6. Starta programmet genom att dubbelklicka på det. Du kommer nu direkt till huvudfönstret, förutsatt att du har en fungerande konfiguration.

Importerera data

7. Välj den Diasendfil du vill importera. Antingen dra och släpp filen eller peka ut den i katalogstrukturen.
8. Välj **Starta import**
9. Status på din import ser resultat i rutan "Överföring". Om allt går bra visas det med grön text.
10. Klart. Du kan nu avsluta Diaimportappen.

Se importerat data

11. Om du vill kan du logga in i "Mitt Individkont" och se dina importerade data.
Bläddra i kalendern till det datum som *mätvärdet* avser (inte då importen genomfördes).

Konfigurera anslutning

1. URL till Vinterplattformen (https://...)

2. Id på Vinterplattformen (s.k. provider)

3. Parkopplingskod (6 tecken)

Ansluten

Dialimport - import av Excelfiler från Diasend (1.0.1.0)

Ansluten till : https://demo.addimedical.com/Service/
Användare: Nina Margaretha Sellberg (19610921-2040)

1. Välj fil...

Du kan också dra och släppa Diasendfilen direkt i denna ruta.

2. Starta överföring

Överföring